

## MODE D'EMPLOI DU COUSSIN ORCHESTRA AV 2500 CS

### Conseils d'utilisation

Le coussin ORCHESTRA a été spécialement développé pour masser et relaxer les différentes zones musculaires de votre corps. Son efficacité et sa puissance sont remarquables

**ATTENTION**, une utilisation trop intensive du coussin orchestra peut conduire à des effets comparables à ceux d'une suractivité musculaire, c'est à dire à des courbatures, c'est pourquoi nous recommandons une utilisation journalière de 4 séances maximum.

Ne pas enchaîner plus de 2 séances à la suite. Un capteur de chaleur intégré au coussin arrêtera automatiquement le fonctionnement de celui-ci en cas de surchauffe. Ne pas utiliser à l'extérieur.

### Contre-indications :

- Si vous souhaitez utiliser le coussin sur une zone traitée médicalement, veuillez consulter préalablement votre médecin traitant.
- Les personnes sujettes à des troubles cardiaques, insuffisance respiratoire, ou atteinte de tumeurs cancéreuses ou d'ostéoporose, ou traiter par injonction médicamenteuse spinale ne peuvent pas utiliser le coussin.
- Les femmes enceintes ne peuvent pas utiliser le coussin.
- Ne pas utiliser le coussin si vous venez d'être opéré sans avoir consulté votre médecin traitant.
- Consulter votre médecin avant toute utilisation du coussin de massage si vous êtes sujets à d'autres troubles de santé.



### Conseils de positionnement :

Vous pouvez placer le coussin sur différentes zones du corps :

- en position assise ( idéal dans un fauteuil ) placer le coussin derrière les lombaires ou les cervicales
- en position allongée sur le dos, placer le coussin sous les mollets, ou les cuisses.



### Indications

L'effet exceptionnel de massage du coussin est obtenu grâce au système EMPS ( Electro Magnétique Power Système ). Contrairement à un grand nombre de coussin de massage par simple vibration ou roulement, le système EMPS vous procure la sensation incomparable d'un massage traditionnel par percussion des mains.

**Stimulation des mollets – retour veineux – jambes lourdes** : souvent à la suite d'une longue journée en position debout, la circulation veineuse se ralentit pour donner une sensation de jambes lourdes. Le massage du coussin Orchestra sur les mollets vous permettra de façon efficace d'améliorer la circulation sanguine pour accélérer le retour veineux. En position confortable assise ou allongée tendez légèrement les jambes pendant la stimulation.



**Stimulation anti-douleur du dos, de la taille et des pieds –** En position assise sur un fauteuil, placez le coussin de façon horizontale ou verticale contre la colonne vertébrale afin de masser la musculature des muscles lombaires. Pour la taille placez le coussin horizontalement (stimulation de la taille contre-indiquée pour les prothèses de hanche).



**Stimulation anti-douleur des cervicales et des épaules** Bien positionner le coussin de façon la plus plane possible contre les épaules afin de garantir l'efficacité et le confort maximum de stimulation.



#### **Mise en marche et réglage :**

Après avoir relié le câble au secteur 220 volts et trouvé la position idéale, c'est à dire le plus détendu possible, appuyer sur l'interrupteur rouge placé en haut à droite du coussin. Le programme préétabli démarre alors pour une durée de 10 minutes.

Régler l'intensité de massage par percussion avec les 2 touches « flèche montante verte » pour augmenter l'intensité de percussion et « flèche descendante verte » pour baisser l'intensité afin d'atteindre une qualité de massage qui reste toujours agréable en soulageant. Pour interrompre la séance appuyer de nouveau sur l'interrupteur rouge.



Débrancher le coussin de la prise secteur 220 volts lorsque vous ne l'utilisez pas.

**Garantie** : le coussin est garanti un an à partir de la date d'achat. Toute détérioration due à une utilisation non conforme du coussin, ou due à une négligence de l'utilisateur ( par exemple déchirure ou brûlure ) ne pourra être prise en charge dans le cadre de la garantie.

**Renseignements** : pour toutes autres questions vous pouvez joindre le 03 89 49 73 61, ou nous envoyé un courrier à : schwa-medico France, 30 rue Joffre, 68250 ROUFFACH